

Anti-Abtb1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q969K4

Numero articolo: CM0024472

introduzione

Anti-ABTB1 Coniglio Anticorpo Policlonale di alta qualità convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione di soppressione della crescita PTEN e dei processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABTB1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BPOPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	80325
GenelD	80325
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-140 dell'ABTB1 umano (NP_742024.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q969K4
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio