

Anticorpo Policlonale Anti-Acaa1 Per Wb, Elisa - P09110

Numero articolo: CM0022197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza l'ACAA1 umano (3-chetoacil-CoA tiolasi), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Adatto per studiare la beta-ossidazione perossisomale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACAA1 Rabbit pAb
Note/Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	30
GeneID	30
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 210-310 dell'ACAA1 umano (NP_001598.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P09110
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio