

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acaa1 Per Wb, Elisa - P09110

Numero articolo: CM0026955



introduzione

ACAA1 Rabbit pAb, validato per WB e ELISA, bersaglia la 3-chetoacil-CoA tiolasi perossisomale nell'uomo e nel ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli acidi grassi e sulla beta-ossidazione perossisomale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACAA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Specie	Uomo
GeneID	30
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-300 della ACAA1 umana (NP_001598.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	P09110
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio