


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Acaa2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42765

Numero articolo: CM0010364



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ACAA2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la 3-chetocil-CoA tiolasi (42kDa) umana, di topo e di ratto, un enzima mitocondriale della beta-ossidazione degli acidi grassi. Ideale per la ricerca su IVD e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACAA2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	DSAEC
Specie	Uomo
ID gene	10449
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-271 di ACAA2 umano (NP_006102.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42765
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio