


Anticorpo Policlonale Anti-Acac1/Acc1 Per Ihc-P Ed Elisa - Q13085

Numero articolo: CM0022721



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACAC1 umano (ACC1), validato per IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Indicato per applicazioni di ricerca sulla biosintesi degli acidi grassi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACAC1 Rabbit pAb
Note/alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACC1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	31
ID del gene	31
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-75 di ACAC1 umano (NP_942133.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13085
Peso della proteina	266 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante