

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acad11 Per Wb Ed Elisa - Q709F0

Numero articolo: CM0013012



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ACAD11 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Rileva una proteina di circa 87 kDa coinvolta nella beta-ossidazione degli acidi grassi nel sistema nervoso centrale. Indicato per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ACAD11 pAb di coniglio
Note/Alias	ACAD-11; ACAD11
Specie	Umano
ID del gene (umano)	84129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di ACAD11 umano (NP_115545.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q709F0
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante