

Anticorpo Policlonale Anti-Acad8 Per Wb, Elisa - Q9Z0M6

Numero articolo: CM0019228

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ACAD8 (IBDH/ARC42) per applicazioni WB ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione e la migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACAD8 Rabbit pAb
Note/alias	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
Specie	Umano
GenelD (umano)	27034
GenelD	27034
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-415 di ACAD8 umano (NP_055199.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9Z0M6
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante