

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Acad8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uku7

Numero articolo: CM0004728

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro ACAD8 umano (isobutirril-CoA deidrogenasi). Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio del catabolismo della valina e delle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACAD8 Coniglio mAb
Note/Alias	IBDH; ARC42; ACAD-8
Specie	Umano
GeneID	27034
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-415 di ACAD8 umano (NP_055199.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKU7
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio