

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acad9 Per Wb E Elisa - Q9H845

Numero articolo: CM0026155



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ACAD9 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Fondamentale per studi sull'assemblaggio del complesso I mitocondriale e sull'ossidazione degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACAD9 Rabbit pAb
Note/Alias	NPD002; MC1DN20; ACAD9
Specie	Umana
ID gene	28976 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 dell'ACAD9 umano (NP_054768.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9H845
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio