


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acadl Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28330

Numero articolo: CM0016571



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACADL umano (LCAD). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ossidazione mitocondriale degli acidi grassi. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante comprendente gli amminoacidi 31-210.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACADL Rabbit pAb
Note/Alias	LCAD; ACAD4; ACADL
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	33
GeneID	33
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-210 di ACADL umano (NP_001599.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P28330
Peso della proteina	48kDa
Spedizione	Borsa refrigerante