

Anti-Acadm (Mcad) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P11310

Numero articolo: CM0018780



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro ACADM umano (MCADH), prodotto utilizzando la proteina ricombinante ACADM. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ossidazione degli acidi grassi e dei disturbi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACADM Rabbit pAb
Note/Alias	MCAD, ACAD1, MCADH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	34
GeneID	34
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'ACADM umano (NP_000007.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11310
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio