

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acadm Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

Numero articolo: CM0009980



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la proteina umana ACADM (MCAD) per la ricerca sulla beta-ossidazione mitocondriale degli acidi grassi. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con uomo, topo, ratto. 47kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-ACADM
Note/Alias	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	34
ID Gene	34
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11310
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio