


Anticorpo Policlonale Anti-Acads Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Numero articolo: CM0015136



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACADS umano (acil-CoA deidrogenasi specifica a catena corta) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ottimale per la ricerca sulla beta-ossidazione degli acidi grassi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACADS Coniglio pAb
Note/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Specie	Umano
Gene ID	35
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 dell'ACADS umano (NP_000008.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16219
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio