


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acads Per Wb, Ip, Elisa - P16219

Numero articolo: CM0026764



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACADS umana (SCAD), cross-reattivo con topo e ratto. Validato per WB, IP ed ELISA. Mira alla acil-CoA deidrogenasi a catena corta per la ricerca sulla beta-ossidazione mitocondriale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACADS Rabbit pAb
Note/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	35
Gene ID	35
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di ACADS umana (NP_000008.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16219
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio