


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acads / Scad Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Numero articolo: CM0003257



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'acil-CoA deidrogenasi specifica per catena corta (SCAD) umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla beta-ossidazione mitocondriale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ACADS / SCAD Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
Specie	Umano
GeneID (umano)	35
GeneID	35
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 313-412 di ACADS/SCAD umana, P16219)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16219
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio