

Anticorpo Policlonale Anti-Acadsb Di Coniglio Per Ihc-P, Elisa - P45954

Numero articolo: CM0016733



introduzione

Anticorpo policlonale ACADSB di coniglio validato per IHC-P ed ELISA; rileva ACADSB umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dell'ossidazione degli acidi grassi a catena ramificata e del metabolismo della L-isoleucina. SWISS: P45954.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACADSB pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	36
ID Gene	36
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 133-432 di ACADSB umano (NP_001600.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P45954
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio