

Anticorpo Policlonale Anti-Acadvl Per Wb, If/Icc, Elisa - P49748

Numero articolo: CM0029947



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACADVL umano, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva ACADVL endogeno in campioni di origine umana, mouse e ratto. Adatto per lo studio dei disturbi della beta-ossidazione mitocondriale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACADVL Rabbit pAb
Note/Alias	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
Specie	Umana
GeneID (Umana)	37
GeneID	37
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di ACADVL umano (NP_000009.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	P49748
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio