

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acap2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

Numero articolo: CM0015169



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACAP2 umano (proteina 2 contenente Arf-GAP con coiled-coil, ripetizione ANK e dominio PH), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con proteine umane e murine. Peso molecolare previsto: 88 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	23527
ID del gene	23527
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-160 di ACAP2 umano (NP_036419.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q15057
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante