


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acat1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Numero articolo: CM0003587



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ACAT1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sul beta-ossidazione e sul metabolismo dei corpi chetonici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | ACAT1 Rabbit mAb                                                                                               |
| Note/Alias            | T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1                                                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)       | 38                                                                                                             |
| ID Gene               | 38                                                                                                             |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 328-427 dell'ACAT1 umano (P24752) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                               |
| Reattività incrociata | Umano, Ratto                                                                                                   |
| SWISS                 | P24752                                                                                                         |
| Peso proteico         | 45kDa                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                          |