


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acat1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24752

Numero articolo: CM0007642



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all'ACAT1 umano, un enzima mitocondriale chiave nella beta-ossidazione degli acidi grassi e nel metabolismo dei corpi chetonici. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca metabolica e mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACAT1 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	38
Gene ID	38
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 34-427 dell'ACAT1 umano (NM_000019.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P24752
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio