


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acat1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Numero articolo: CM0014984



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACAT1 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Validato per la ricerca sull'ossidazione degli acidi grassi e sul metabolismo dei corpi chetonici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACAT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Specie	Umano
GenelD (umano)	38
GenelD	38
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di ACAT1 umano (NP_000010.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P24752
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio