


Anticorpo Monoclonale Anti-Acat2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Bwd1

Numero articolo: CM0003751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato all'ACAT2 umano (acetil-CoA acetiltransferasi 2). Validato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACAT2 Rabbit mAb
Note/Alias	ACAT2; acetil-CoA acetiltransferasi 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	39
ID Gene	39
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 dell'ACAT2 umano (Q9BWD1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BWD1
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio