


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acat2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwd1

Numero articolo: CM0024945



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ACAT2 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva topo e ratto. Acetil-CoA acetiltransferasi citosolica coinvolta nella biosintesi del colesterolo. Per fornitura di materie prime IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb ACAT2 di Coniglio
Note/Alias	ACAT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	39
Immunogeno	Peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 159-277 di ACAT2 umano (NP_005882.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BWD1
Peso Molecolare Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio