


Anticorpo Policlonale Anti-Acbd3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3P7

Numero articolo: CM0021339



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro l'ACBD3 umano (GCP60), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apparato di Golgi e sulla biosintesi degli steroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACBD3 Rabbit pAb
Note/Alias	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64746
ID Gene	64746
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 dell'ACBD3 umano (NP_073572.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3P7
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio