

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acc1 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Swu9

Numero articolo: CM0031090

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ACC1, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Fondamentale per la ricerca sulla sintesi degli acidi grassi; fornito da CamelBio come partner completo per materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] ACC1 Rabbit pAb
Note/Alias	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	31
GeneID	107476
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2246-2345 dell'ACC1 umano (NP_579938.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5SWU9
Peso proteico	265 kDa/270 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio