


Anticorpo Policlonale Anti-Acc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13085

Numero articolo: CM0023193



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ACC1 di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Bersaglia l'acetil-CoA carbossilasi 1 umana, un enzima chiave nella sintesi degli acidi grassi; adatto per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ACC1 Rabbit pAb
Note/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Specie	Umana
GeneID	31
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1190-1340 di ACC1 umana (NP_942133.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Ratto
SWISS	Q13085
Peso Proteico	266kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio