


## Anticorpo Policlonale Anti-Acc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13085

Numero articolo: CM0015586



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'ACC1 umano (Acetil-CoA carbossilasi 1), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Per studi sulla biosintesi degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ACC1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note/Alias          | ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 31                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2266-2346 dell'ACC1 umano (NP_942133.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q13085                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 266 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |