


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Acd Per Wb E Elisa - Q96Ap0

Numero articolo: CM0017125



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit Anti-ACD, convalidato per WB e ELISA su campioni umani. Bersaglia la proteina shelterin ACD (PIP1/PTOP/TPP1) coinvolta nel mantenimento e nella protezione dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACD Rabbit pAb
Note/Alias	PIP1; PTOP; TPP1; TINT1; ACD
Specie	Umana
GeneID (umano)	65057
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ACD umano (NP_001075955.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96AP0
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio