


Anticorpo Policlonale Anti-Ace1 - P12821

Numero articolo: CM0028226



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ACE1 umano (enzima di conversione dell'angiotensina) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neurobiologica. Peso proteico: 150kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACE1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 554-758 dell'ACE1 umano (NP_000780.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12821
Peso proteico	150kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio