


Anti-Ace1 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12821

Numero articolo: CM0005417



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-ACE1 di alta qualità convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva ACE1 umano, murino, ratto (P12821). Ideale per la ricerca cardiovascolare, sui neuropeptidi e sulle cellule staminali ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	ACE1 mAb Coniglio
Note/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1636
GeneID	1636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-1261 dell'ACE1 umano (NP_000780.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P12821
Peso Proteico	150 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio