


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ace2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Numero articolo: CM0016961



introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro ACE2 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Riconosce ACE2 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sul sistema renina-angiotensina e sul recettore di SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ACE2 Rabbit pAb
Note/Alias	ACEH; ACE2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	59272
GeneID	59272
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 18-740 di ACE2 umano (NP_068576.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BYF1
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante