

Anti-Ace2 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Numero articolo: CM0002738



introduzione

CamelBio fornisce Anti-ACE2 Rabbit PolymAb® (Q9BYF1), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con ACE2 umano, di topo e di ratto, un enzima chiave del sistema renina-angiotensina e recettore per i coronavirus SARS. Ideale per la ricerca sulle malattie cardiovascolari e infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	ACE2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	ACEH
Specie	Umano
GeneID	59272
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYF1
Peso Proteico	53 kDa/92 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio