

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acha4 Per Wb, Elisa - P43681

Numero articolo: CM0003872



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ACHA4 umano (CHRNA4), validato per Western blot ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di ACHA4 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ACHA4 mAb di Coniglio
Note/Alias	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1137
GeneID	1137
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 dell'ACHA4 umano (P43681).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43681
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio