


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ache Per Wb, If/Icc, Elisa - P22303

Numero articolo: CM0029485



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'acetilcolinesterasi umana (ACHE, P22303). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la regione C-terminale per rilevare le forme legate alla membrana e solubili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACHE Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
Specie	Uomo
GenelD (umano)	43
GenelD	43
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 398-617 di ACHE umano (NP_056646.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22303
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio