


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ackr3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P25106

Numero articolo: CM0018301



### introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-ACKR3 per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva ACKR3 (CXCR7/RDC1) umano, di topo e ratto, un recettore per chemochine atipico che regola i livelli di chemochine e la via di segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ACKR3 Rabbit pAb                                                                                                      |
| Note/Alias            | RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159; ACKR3                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)       | 57007                                                                                                                 |
| ID Gene               | 57007                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di ACKR3 umano (NP_064707.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                    |
| SWISS                 | P25106                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 41kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |