


Anticorpo Policlonale Anti-Acly Per Wb, Ihc-P, If, Elisa - P53396

Numero articolo: CM0017545



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACLY umana (ATP-citrato sintasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACLY Rabbit pAb
Note/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Specie	Umano
GeneID (Umano)	47
GeneID	47
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 752-1101 di ACLY umana (NP_001087.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio