


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Acly Per Wb, Ihc-P, Elisa - P53396

Numero articolo: CM0005047



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-ACLY validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con ACLY umano, murino e di ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo lipidico, il metabolismo tumorale e le malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	ACLY Rabbit mAb
Note/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Specie	Umana
GeneID (Umana)	47
GeneID	47
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 752-1101 dell'ACLY umano (NP_001087.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53396
Peso proteico	121kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio