

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acmsd Per Wb, Elisa - Q8Tdx5

Numero articolo: CM0023578



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ACMSD umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato per la ricerca sul metabolismo del triptofano. Peso molecolare previsto 38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACMSD Rabbit pAb
Note/Alias	ACMSD
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	130013
GeneID	130013
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-336 dell'ACMSD umano (NP_612199.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8TDX5
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio