


Anticorpo Policlonale Anti-Aconitasi 1 (Aco1) Per Wb, Elisa - P21399

Numero articolo: CM0026701



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Aconitasi 1 umana (ACO1/IRP1) per WB ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sul metabolismo del ferro e sul ciclo di Krebs.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Aconitasi 1 (ACO1)
Note/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitasi 1 (ACO1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	48
GeneID	48
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'Aconitasi 1 umana (ACO1) (P21399)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio