


Anticorpo Policlonale Anti-Aconitasi 1 (Aco1) Per Wb - P21399

Numero articolo: CM0025509



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Aconitasi 1 umana (ACO1, anche IRP1) per Western blot ed ELISA. Validato in umano, topo e ratto. Rileva una proteina di 98kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Aconitasi 1 (ACO1) pAb di Coniglio
Note/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitasi 1 (ACO1)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	48
GeneID	48
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 dell'Aconitasi 1 umana (ACO1) (NP_002188.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio