


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aconitasi 1 (Aco1) Per Wb, If/Icc, Elisa - P21399

Numero articolo: CM0011250



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Aconitasi 1 umana (ACO1/IRP1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo del ferro e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Aconitasi 1 (ACO1) mAb Coniglio
Note/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitasi 1 (ACO1)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	48
GeneID	48
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'Aconitasi 1 umana (ACO1) (P21399)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio