

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aconitasi 2 (Aco2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99798

Numero articolo: CM0006146

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'Aconitasi 2 (ACO2) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modalità crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione dell'enzima mitocondriale del ciclo TCA e dei disturbi neurodegenerativi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Aconitasi 2 (ACO2)
Note/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitasi 2 (ACO2)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	50
GeneID	50
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 dell'Aconitasi 2 (ACO2) umana (Q99798).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q99798
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio