

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aconitasi 2 (Aco2) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

Numero articolo: CM0026798

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Aconitasi 2 (ACO2) umana, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sul ciclo di Krebs (TCA).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Aconitasi 2 (ACO2) Rabbit pAb
Note/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitasi 2 (ACO2)
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	50
ID Gene	50
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-780 dell'Aconitasi 2 umana (Aconitasi 2 (ACO2)) (NP_001089.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99798
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio