

Anti-Acot8 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - O14734

Numero articolo: CM0017374

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ACOT8 convalidato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani. Mirà all'acil-CoA tioesterasi 8 (ACOT8), un enzima perossisomale coinvolto nel metabolismo degli acidi grassi, nella elaborazione degli acidi biliari e nelle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACOT8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10005
GeneID	10005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'ACOT8 umano (NP_005460.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14734
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio