

Anticorpo Monoclonale Anti-Acox1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15067

Numero articolo: CM0007482

introduzione

ACOX1 Rabbit mAb di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Specifico per acil-CoA ossidasi 1 perossisomale umana, murina e ratto, MW 74kDa. Ideale per ricerche sui disturbi metabolici e perossisomali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACOX1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AOX, ACOX, SCOX, MITCH, PALMCOX, ACOX1
Specie	Umano
GenelD	51
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di ACOX1 umana (NP_004026.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15067
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio