

Anticorpo Monoclonale Anti-Acox1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15067

Numero articolo: CM0006573

introduzione

Anticorpo monoclonale ACOX1 di coniglio validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività crociata in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'ossidazione degli acidi grassi perossisomali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACOX1 mAb di coniglio
Note/Alias	AOX; ACOX; SCOX; MITCH; PALMCOX; ACOX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di ACOX1 umana (NP_004026.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15067
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio