

Anticorpo Policlonale Anti-Acox2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99424

Numero articolo: CM0018399

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACOX2 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per studi sulla beta-ossidazione perossisomiale degli acidi grassi a catena ramificata e sulla sintesi degli acidi biliari. Reagisce in modo crociato con proteine umane e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACOX2 Rabbit pAb
Note/Alias	BCOX; BRCOX; CBAS6; THCCox; BRCACOX; ACOX2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8309
ID Gene	8309
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di ACOX2 umano (NP_003491.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q99424
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio