

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acox3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15254

Numero articolo: CM0020660

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente l'ossidasi 3 dell'acil-coenzima A perossisomiale (ACOX3). Validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli acidi grassi a catena ramificata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACOX3 Rabbit pAb
Note/Alias	ACOX3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8310
ID Gene	8310
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 10-100 di ACOX3 umano (NP_001095137)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15254
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio