

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Acp1 (Lmw-Ptp) Per Wb E Elisa - P24666

Numero articolo: CM0019546



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti ACP1 umano (LMW-PTP, HAAP). Convalidato per WB e ELISA, reagisce con umano e topo. Adatto per lo studio dell'attività della fosfoproteina fosfatasi tirosina e delle vie di segnalazione correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	52
GeneID	52
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 15-144 di ACP1 umano (NP_004291.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P24666
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio