

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24666

Numero articolo: CM0016364



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ACP1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con ACP1 umano e murino (18 kDa). Ideale per lo studio della fosforilazione della tirosina e dell'attività della fosfatasi acida.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	52
ID del gene	52
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-158 di ACP1 umano (NP_009030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P24666
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante